

Ohje käytössä: HUS Diagnostiikkakeskus, laboratoriot

HUSLAB-talon tilauslomake HUS DGK ulkopuolisille pakkausmateriaalit ja näytetarvikkeet

*Täytä pakolliset kentät **

* Tilaaja:

* Toimitusosoite:

* Puhelinnumero:

NÄYTETARVIKKEET	TILAUSMÄÄRÄ
B-TbIFNg (4-putkea)	10 settiä
Fluoridioksalaattiputki 5/2 ml	5 kpl
Virusviljelyputki (UTM-RT MINI)	10 kpl
EcoFix-purkki	5 kpl
Tb-Viljelypullot	5 kpl
Näytteenottotikku amies muovivarsi; Transyst M40 Copan	20 kpl
Falcon putki 15 ml, Pp-BaktNh, ientaskunäytteelle	20 kpl

PAKKAUSMATERIAALIT	KOKO	TILAUSMÄÄRÄ
Kelta-mustaraidallinen laatikko 15 putkelle	255 x 115 x 30 mm	kpl
Kelta-mustaraidallinen laatikko purkeille ja 30-60 putkelle	290 x 190 x 70 mm	kpl
Putkimoduuli lähetyslaatikkoon 15 putkelle	240 x 70 x 20 mm	kpl
Kelta-mustaraidallinen laatikko uribox-rasialle	105 x 105 x 175 mm	kpl
Ontto styrox rasia	91 x 91 x 166 mm	kpl
Kelta-mustaraidallinen laatikko jäähauderasioille	190 x 165 x 170 mm	kpl
Jäähauderasia + kansi, styrox	165 x 180 x 130 mm	kpl

Tilaukset käsitellään 1-3 arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta.