

Lyhenne	Pitkä nimi	Kommentti (Diagnostiikkakeskus)	Lyhenne käytössä koodistopalvelimella
aB-	valtimoveri		x
Af-	punktioneste		x
Am-	lapsivesi		x
As-	askitesneste		x
B -	veri		x
Bf-	keuhkoputkilima		x
Bi-	sappi		x
Bl-	bronkoalveolaarihuuhtelu		x
Bm-	luuydin		x
Bo-	luu		x
Br-	rinnan	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Br-PAD-4	
cB-	kapillaariveri		x
Cn-	keskushermosto		x
cU-	keräysvirtsa		x
Cv-	(sikiön) suonikalvon nukkalisäke		x
Di-	dialyysineste		x
dU-	vuorokausivirtsa		x
E -	erytrosyytti, punasolu		x
Ex-	yskös		x
F -	uloste		x
fB-	vierasesine tai implantti		x
fB-	paastoveri		
FI-	emätinerite		x
fP-	paastoplasma		x
fS-	paastoseerumi		x
Gi-	suolikanava		x
He-	sydän		x
Ki-	munuainen		x
Ks-	kantasolu	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Ks-SoluVi	
L -	leukosyytti, valkosolu		x
La-	leukafereesinäytteestä	Ei vakiintunut, käytössä tutkimuksilla La-CD34-ks, La-Leuk, La-PVK, La-Start ja La-Tuote	
Li-	aivo-selkäydinneste		x
Ln-	imusolmuke		x
Lr-	maksa		x
Lu-	keuhko		x
Ly-	lymfosyytti		x
M -	lihas		x

Lyhenne	Pitkä nimi	Kommentti (Diagnostiikkakeskus)	Lyhenne käytössä koodistopalvelimella
mB-	sekoittunut laskimoveri		
Me-	lapsenpihka		x
Ne-	hermo		x
nU-	yövirtsa (aamuvirtsa)		x
P -	plasma		x
Pd-	vatsaontelon dialyysineste		x
Pf-	pleuraneste		x
PI-	istukka		x
Pp-	ientasku		x
Ps-	nieluerite		x
Pt-	potilas		x
Pu-	märkä		x
S -	seerumi		x
Sa-	sylki		x
Sc-	kantasolu	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella Sc-Kromos	
Se-	erite		x
Sk-	iho		x
Sw-	hiki		x
Sy-	nivelneste		x
Ts-	kudosnäyte		x
U -	virtsanäyte		x
uA-	napavaltimoveri		x
uB-	napaveri		x
uE-	napaveren erytrosyyttien	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla uE-Retik ja uE-Reti-pu	
Ug-	urogenitaali		
uP-	napaveren plasma	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla uP-FIX ja uP-FVIII	
uS-	napaseerumi		x
uV-	napalaskimoveri		x
vB-	laskimoveri		x
Ym-	ympäristönäyte	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksilla Ym-All, Ym-All3Ag, Ym-All5Ag ja Ym-MuuAll	
zB-	keskuslaskimoveri		x (sentraaliveri)
zS-	keskuslaskimoveren seerumi	Ei vakiintunut, käytössä vain tutkimuksella zS-BioL	